



CL200+

EASY-DIAL PHONE WITH VOLUME AND TONE ADJUSTMENT
TELEPHONE MULTIFONCTIONS A GRANDES TOUCHES

User guide / Notice d'utilisation



E

CAUTION: THIS TELEPHONE PRODUCT IS SPECIFICALLY DESIGNED FOR PEOPLE WITH HEARING DIFFICULTIES AND IS PROVIDED WITH A HANDSET EARPIECE VOLUME CONTROL FOR INDIVIDUAL REQUIREMENTS. DUE CARE MUST BE TAKEN BY ALL USERS THAT THE HANDSET EARPIECE VOLUME CONTROL IS SET TO THE LOWEST LEVEL ACCEPTABLE BY EACH RESPECTIVE USER. CARE SHOULD THEREFORE BE EXERCISED TO ENSURE THAT ANY NAIVE USERS ARE ARE FAMILIAR WITH THIS REQUIREMENT.

F

ATTENTION: CE TELEPHONE PEUT ETRE DESTINE AUX PERSONNES AYANT DES PROBLEMES D'AUDITION. IL POSSEDE UN ECOUTEUR A VOLUME VARIABLE. A LA PREMIERE UTILISATION, ASSUREZ VOUS QUE LE BOUTON DE REGLAGE DU VOLUME SOIT POSITIONNE SUR LA POSITION VOLUME MINIMUM. LES PERSONNES MALENTENDANTES POURRONT PAR LA SUITE AUGMENTER LE VOLUME POUR L'ADAPTER A LEUR AUDITION.

Description	6
Setting up	
- Connecting the telephone	8
- Alarm and ring options	9
- Ring only	
- Ring and shaker	
- Ring and strobe flash	
- Ringer settings	10
- Tone/Pulse switch (T/P)	10
- Time break recall switch (300/100)	11
- Hotel message waiting switch	11
- Wall mounting	12
Using the phone	
- Answering incoming calls	13
- Without headset	
- With headset (option)	
- In handsfree mode	
- Volume and tone receiving	14

- Making a call	16
- Without headset	
- With headset (option)	
- In handsfree mode	
- Last number redial	18
- Recall, * & # buttons	18
- Mute button	18
- Storing telephone numbers	19
- Dialling stored numbers	20

Options:

- Direct Vibe [®] handset	22
- Shaker	23
- Headset with microphone	23

Guarantee	24
-----------	----



For product support and help visit our website at

www.geemarc.com

telephone 01707 384438

or fax 01707 372529

Descriptif 26

Installation

- Raccordements 28**
- Options d'alarme et de sonnerie 29**
 - Sonnerie seule**
 - Sonnerie et vibreur**
 - Sonnerie et flash**
- Réglage de la sonnerie 29**
- Fréquence vocale/décimale (interrupteur T/P) 30**
- Interrupteur 300ms/100ms 31**
- Service messagerie d'hôtel 31**
- Position murale 32**

Utilisation

- Répondre à un appel 33**
 - Sans le casque**
 - Avec le casque (option)**
 - En mode mains libres**
- Réglage du volume et de la tonalité de réception 34**

- Appeler	36
- Sans le casque	
- Avec le casque (option)	
- En mode mains libres	
- Rappel du dernier numéro (bis)	38
- Touches R, * & #	38
- Fonction secret	38
- Mémoriser un numéro de téléphone	39
- Appel d'un numéro en mémoire	40

Options

- Combiné Direct Vibe®	41
- Vibreur	42
- Casque avec microphone	42

Garantie 44

TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99

Pour tout renseignement technique ou toute
commande visitez notre site web sur

www.geemarc.com.



Parc d'Activités du Basroch
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe

DESCRIPTION

Hotel message switch (1)

* Only Geemarc references
can be connected to the
sockets

* Shaker socket (2)
Only ref: SHAKCL_WH

* Headset socket (3)
Only ref: HEADSCL_WH

Tone reception
adjustment (4)

Clip for wall mounting (5)

Speaker volume adjustment (6)

Volume reception
adjustment (7)


Speaker (8)

Last number redial (9)

Time break recall button (10)

Flashing incoming ring indicator (strobe light) (11)

Memory storing key (12)



Tone and volume adjustment automatically activated each time you hang-up the phone (24)

*12 V DC adaptor socket (23)

Line socket (22)

3 priority numbers (21)

Key to activate tone and volume adjustment function (20)

Ringer level adjustment (18)

Ringer select mode (17)

Direct memory buttons (16)


Handsfree / Headset button (15)

Micro

Mute button (13) Hotel message waiting LED (14)

12)

SETTING UP



(*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.

(**) Classified "hazardous voltage" according to EN60950 standard.

1 - CONNECTING THE TELEPHONE

- 1 - Connect the handset cord (31).
- 2 - Open the battery door by unscrewing the retaining screw. Insert 4 x AAA alkaline batteries. Snap the battery door in place.

SETTING UP



In case of power failure, batteries are required for the ring.

- 2 - Connect the line cord (25).
- 3 - Connect the shaker cord (optional).
- 4 - Connect the headset cord (optional).
- 5 - Connect the PTT plug to the wall socket.
- 6 - Connect the 12V DC adaptor cord (27) to the telephone.
- 7 - Connect the 12V DC adaptor (26) to your wall socket (**).

(**) Classified "hazardous voltage" according to EN60950 standard.

2 - ALARM AND RINGER OPTIONS

A 3 position switch (17) located on the right side of the phone allows the settings below:

- 0 : Only the ringer is activated.
-  : Ringer and shaker are activated.
-  : Ringer and strobe flash are activated.

SETTING UP

3 - RINGER SETTINGS


A switch (18) located on right side allows the ringer to be switched HI,LOW,OFF:

 : Off,  : Low,  : Hi

Your phone comes with the ringer switched to «High» and the melody set to «6».

	Low	Mid	High
Melody 1	1	2	3
Melody 2	4	5	6(by default)
Melody 3	7	8	9

If you don't like the ringer melody, you can choose a new one by changing the settings as follow:

- Lift the handset.
- Press  (12) button.
- Press # button.
- Press any button 1 to 9.

Ringer will be activated on next call.

4 - TONE/PULSE SWITCH (T/P)

The Tone/Pulse switch (30) is factory pre-set to

SETTING UP


Tone position (**T**). In the UK, all telephone exchanges now use Tone dialling. If your phone does not dial out, it is probably being used from an older private switch-board (PBX). In this case, the Tone/Pulse switch must be moved to Pulse.


5 - TIME BREAK RECALL SWITCH (300/100)

For the UK, the TBR switch (34) is factory pre-set to 100ms. It can be switched to 300ms for other locations or PBX's.

6 - HOTEL MESSAGE WAITING SWITCH

These are used with the new services provided on hotel network.

A switch  (1) located behind your phone allows to set **ON** the hotel message waiting function.

When the switch is setting **ON** and when you receive a message, the red light  (14) is lit to inform you that you have a message on phone .

SETTINGS

7 - WALL MOUNTING

To wall-mount your telephone, slide out the clip (5), turn around and slide back into the wall mounting position (located in the base unit, just below the ear piece). This will ensure that the handset stays firmly in position. Make 2 holes in the wall 80mm apart (use the wall mount template) , insert the wall plugs and the wall mounting screws. The screws should protrude from the wall by 6-7 mm. Place the phone onto the screw-heads (32) and slide down to secure.

If you are using this telephone with a hearing aid, set your hearing aid to the “T” setting.



USING THE PHONE

1 - ANSWERING INCOMING CALL



Without headset:

- When an incoming call is received, the phone will ring, to answer the call lift the handset and speak.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle to release the line.

With headset (option):

- When an incoming call is received, and if you wish to answer the call with the headset, press the  (15) button and speak.
- On completion of the call, press the  button again to release the line.

In handsfree mode:


- When an incoming call is received, the phone will ring, to answer the call press the  button.
- On completion of the call, press the  button to release the line.

USING THE PHONE


2-VOLUME AND TONE RECEIVING ADJUSTMENT





You can increase the volume and adjust the receiving tone according to your own hearing requirements. The button →) (20) allows extra-receiving and tone functions to be activated or not during the conversation.

When the function is activated, the red light of extra receiving and tone function located near the button →) is lit. Adjust the **TONE** (4) and **VOLUME** (7) buttons to remove the level according to your own hearing requirements.



USING THE PHONE



Note: When the tone (treble), earpiece volume and sending levels are set to the maximum, whistling may occur. If whistling occurs the sending level settings should be decreased (switch  (19)). When the switch  (24) located behind the phone is **ON**, the extra-receiving and tone functions are automatically activated each time you use the phone. When the switch  is switched **OFF**, you will need to activate the function by pressing the button  (20). Tone and volume adjustment (15dB to 30dB) is only activated when the button is set to **ON**. When this button is set to **OFF** only the volume can be adjusted from 0dB to 15dB.



USING THE PHONE

3 - MAKING A CALL




Without headset:

- Lift the handset.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, carefully replace the handset in the cradle.

With headset (option):

- Press the  (15) button.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, press the  button again to clear the line.


In handsfree mode

- Press the  (15) button.
- Await the dial tone and dial required number.
- On completion of the call, press the  button to release the line.
- If your correspondent doesn't answer your call, press the  button again to release the line.

USING THE PHONE

Note:

- To deactivate the handsfree function during a call, lift the handset.


To activate the handsfree function during a call, press the  button and place the handset on the cradle.

- During a call in handsfree, you can adjust the speaker volume to a desirable level.

Simply use the slide control VOLUME (6) located on the left of the unit.

USING THE PHONE



4 - LAST NUMBER REDIAL

- Lift the handset.
- Await the dial tone and press  (9) button.
- The previously dialled number will be automatically redialled (not in use for memory numbers).

5 - RECALL, * & # BUTTONS

These are used with the new services provided on digital exchanges. For details please contact your network operator.

6 - MUTE BUTTON

If you wish to speak privately to someone else in the room without your caller overhearing, press and hold the  button (13). You will still be able to hear the callers but they cannot hear you during the mute operation. To resume normal conversation, release the  button.

USING THE PHONE

7 - STORING TELEPHONE NUMBER



Your phone can store 12 direct memories including 3 priority numbers (21 digits maximum for each memory).

For example, the 3 priority **P1**, **P2**, **P3** memories (21) allow you to store the 3 numbers below:

- Local, Police station,
- Your doctor
- 1471

It is recommended to store these numbers during installation

To store a number please follow instructions below:

- Lift the handset.
- Press  button (12).
- Press **M1**, **M2**, ..., or **M9** (16) or one of 3 priority numbers (21) to store your number.
- Dial the number.
- Press  button again.

Numbers will be lost after a few hours if you disconnect your phone. Entering a new number in memory will automatically erase the previous number.

USING THE PHONE

8 - DIALLING STORED NUMBER

- Lift the handset and await the dial tone.
- Press appropriate button **M1**, **M2**, ..., or **M9** (16) or one of the 3 priorities **P1**, **P2**, **P3** numbers (21), the stored number will be dialled automatically.

To register your stored phone numbers, use the index card located under the base.

Use this table below to prepare the phone book:

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

Example :

Bruce	1	01 64 57 ...
-------	---	--------------

USING THE PHONE



For product support and help visit our website at

www.geemarc.com

telephone 01707 384438

or fax 01707 372529

OPTIONS

1- DIRECT VIBE ® HANDSET (OPTIONAL)

If you have conductive hearing loss you can use a Direct Vibe Handset, try placing the Direct Vibe handset on your temple, in front and slightly below your ear or behind your ear to see which position works best for you.

If you don't have hearing loss you can use your phone normally and put the receiver on your ear.


If you require a Direct Vibe Handset ref: HSDVCL_WH you may purchase it from your retailer or audiologist.

In case of difficulty please visit our website (www.geemarc.com) or phone our HELPLINE 01707 384 438 .

To set up the Direct Vibe handset only disconnect the standard handset on the handset socket (31) then replace it with the Direct Vibe Handset.


OPTIONS

2- SHAKER (OPTIONAL)

If you wish to complement you phone by using a **SHAKER** ref: SHAKCL_WH connect the shaker plug in the socket  (2) located behind your phone. When an incoming call is received, the shaker will be activated during ringing.

Note: This option must be set in the ALARM AND RINGER OPTIONS item (page 9) to be activated. To purchase a SHAKER see item 1 above.

3- HEADSET WITH MICROPHONE (OPTIONAL)

If you wish to answer or make calls by using a Geemarc headset ref: HEADSCL_BLK, connect the headset plug in the headset socket  (3) located behind your phone.

Note: When using a headset, the speaker will be activated and it's recommended to adjust the speaker (6) to the low position.

GUARANTEE

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of one year. During this time, all repairs or replacements (at our option) are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

DECLARATION: Hereby Geemarc Telecom SA declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC and in particular article 3 section 1a, 1b and section 3. The telephone does not operate if the line current is lower than 18 mA.



Electrical connection : The apparatus is designed to operate from a 230V 50Hz supply only. (Classified as «hazardous voltage» according to EN60950 standard).

The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To disconnect the power, either switch off supply at the mains power socket or unplug the AC adaptor. When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

Telephone connection : Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.

Recycling directives

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products at the end of their useful life are recycled in the best way.

When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin.

Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.




For product support and help visit our website at


www.geemarc.com

telephone 01707 384438


or fax 01707 372529

DESCRIPTIF





INSTALLATION



1 - RACCORDEMENTS

- Branchez le cordon du combiné (31).
- Insérez 4 piles (AAA) dans le compartiment situé en dessous de l'appareil.
En cas de coupure secteur, les piles sont nécessaires au fonctionnement de la sonnerie.
- Branchez le cordon de ligne (25).

INSTALLATION

- Branchez le cordon du vibreur si besoin.
- Branchez le cordon du casque si besoin.
- Branchez le joncteur téléphonique dans votre prise téléphonique murale.
- Branchez le cordon d'adaptateur secteur (27).
- Branchez l'adaptateur secteur au réseau électrique (26).

(**) Classé "tension dangereuse" selon la norme EN60950.

2 - OPTIONS D'ALARME ET DE SONNERIE

Un commutateur 3 positions (17) situé sur le côté droit de l'appareil vous permet de choisir le type d'alarme:

- 0 : seule la sonnerie est activée.
- (○) : la sonnerie et le vibreur sont activés.
- ⚡ : la sonnerie et le flash sont activés.

3 - REGLAGE DE LA SONNERIE

Un commutateur (18) situé sur le côté droit de l'appareil permet de régler la sonnerie:

🔇 : désactivée, 🔔 : faible, 🔊 : forte


Votre téléphone est positionné sur «Forte» et la mélodie est positionnée sur «6».

INSTALLATION

Si la sonnerie ne vous convient pas, sélectionnez un nouveau réglage parmi les 9 proposés ci-dessous:

	Faible	Moyen	Fort
Melodie 1	1	2	3
Melodie 2	4	5	6 _(par défaut)
Melodie 3	7	8	9

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour changer le réglage :

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche  (12).
- Appuyez sur la touche #.
- Appuyez sur un chiffre de 1 à 9.

4 - FREQUENCE VOCALE OU DECIMALE?(T/P)


Au moment de sa livraison, votre téléphone est en mode fréquence vocale (**T**). Si le central téléphonique dont vous dépendez fonctionne en mode fréquence décimale (**P**), vos appels n'aboutiront pas, il vous suffira alors de commuter l'interrupteur **T/P** (30) situé en dessous du téléphone sur la position **P** pour remédier à ce problème.

INSTALLATION


5 - INTERRUPTEUR 300/100ms

Cet interrupteur (34) doit être positionné sur 300 pour la France, il peut être positionné sur 100 pour d'autres pays ou utilisation avec un PABX.

6 - SERVICE MESSAGERIE D'HOTEL

Ce service, uniquement utilisé sur certains autocommutateurs privés (hôtel par exemple), permet de prévenir de l'arrivée d'un message, fax, colis ... par l'intermédiaire du voyant  (14) qui s'allume.

Un interrupteur (1) situé derrière votre téléphone permet d'activer cette fonction (**ON**).

Lorsque cette fonction est activée et que vous avez un message, le voyant rouge  sera allumé pour vous informer du message.

INSTALLATION

7 - POSITION MURALE

Pour maintenir votre combiné en position verticale, retirez l'ergot situé sur la base (voir descriptif page 26) le tourner et le réinsérer. Percez 2 trous verticaux distants de 80 mm dans votre mur pour y insérer 2 chevilles avec leurs vis (utilisez le gabarit de montage mural fourni) . Laissez dépasser les vis de 6-7mm. Placez votre téléphone sur les têtes de vis et faites glisser ensuite votre téléphone dans les ouvertures (32).



UTILISATION

1 - REPONDRE A UN APPEL



Sans casque:

- Lorsque le téléphone sonne, décrochez le combiné pour parler à votre correspondant.
- Raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

Avec casque (option):

- Lorsque le téléphone sonne et si vous avez choisi de répondre aux appels avec votre casque, appuyez sur la touche  (15) pour parler à votre correspondant.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.

En mode mains libres:

- Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche .
- La conversation terminée, appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.


UTILISATION

2 - REGLAGE DU VOLUME ET DE LA TONALITE DE RECEPTION


Vous pouvez amplifier le volume et la tonalité de réception de votre combiné.




La touche →) (20) permet d'activer ou de désactiver le correcteur de réception durant la conversation.

Lorsque la fonction est activée, le voyant rouge du réglage de volume et de tonalité situé près de la touche →) est allumé. Les touches, **TONE** (4) et **VOLUME** (7), vous permettent de corriger la tonalité ou le volume de réception.



UTILISATION



Note: Des sifflements dans l'écouteur peuvent apparaître dans certaines configurations de réglage (tonalité des aigus, volume de réception et volume d'émission au max), dans ce cas diminuez le niveau d'émission (interrupteur  (19)). Lorsque l'interrupteur  (24) situé à l'arrière de l'appareil est sur **ON**, la fonction est automatiquement activée à chaque décroché de votre combiné. Si l'interrupteur est sur la position **OFF**, il faudra activer la fonction en appuyant sur la touche . Le réglage de la tonalité et du volume (de 15dB à 30 dB) n'est activé que lorsque la touche est sur **ON**. Lorsque cette touche est sur **OFF** seul le volume peut être réglé de 0dB à 15dB.



UTILISATION

3 - APPELER




Sans casque:

- Décrochez le combiné.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, raccrochez le combiné pour libérer la ligne.

Avec casque:

- Appuyez sur la touche  (15).
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.


- En mode mains libres

- Appuyez sur la touche  (15), vous entendez la tonalité à travers le haut parleur.
- Composez le numéro de votre correspondant.
- La conversation terminée, appuyez sur la touche  pour libérer la ligne.
- Si votre correspondant ne répond pas, libérez la ligne en appuyant sur la touche .

UTILISATION

Note:


- Pour désactiver le mode mains libres durant une conversation, décrochez le combiné.

Pour activer le mode mains libres durant une conversation, appuyez sur la touche  puis raccrochez le combiné

- En mode mains libres, vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur à l'aide du bouton VOLUME (6) situé sur le côté gauche de votre appareil.

UTILISATION


4 - RAPPEL DU DERNIER NUMERO (BIS)

- Décrochez le combiné.
- Appuyez sur la touche  (9), le numéro de votre correspondant se recompose automatiquement (ne fonctionne pas pour les n° en mémoire).

5 - TOUCHES R, * &

Touches d'accès aux Services de France Télécom (Rappel d'enregistreur, Signal d'Appel, Conversation à Trois).

6 - FONCTION SECRET

- Cette touche (13) permet de couper ponctuellement le microphone en cours de communication.
- Appuyez et maintenez la touche . Votre correspondant ne vous entend plus.
 - Relâchez la touche pour rétablir la conversation.

UTILISATION



7 - MEMORISER UN NUMERO DE TELEPHONE

Votre téléphone possède 12 mémoires directes dont 3 prioritaires (21 chiffres maximum par mémoire). Les 3 mémoires prioritaires **P1**, **P2**, **P3** (21) permettent de mémoriser par exemple les 3 numéros suivants:

- POMPIER : 18
- POLICE : 17
- VOTRE MEDECIN

*Pensez à enregistrer
ces numéros
lors de l'installation*

Suivez la procédure décrite ci-dessous pour mémoriser vos numéros:

- Débranchez le combiné.
- Appuyez sur la touche  (12).
- Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ..., ou **M9** (16) ou sur une des trois touches prioritaires (21) pour enregistrer votre numéro.
- Composez le numéro à mémoriser.
- Appuyez de nouveau sur la touche .

Les numéros seront perdus après quelques heures si vous déconnectez votre téléphone.

Un nouvel enregistrement dans une mémoire efface la précédente.

UTILISATION

8 - APPEL D'UN NUMERO EN MEMOIRE

- Décrochez le combiné.
 - Appuyez sur une des touches **M1**, **M2**, ..., ou **M9** ou sur une des trois touches **P1**, **P2**, **P3** le numéro en mémoire se recompose automatiquement.
- Pour repérer vos numéros enregistrés, utilisez le répertoire situé en dessous de la base.
- Aidez vous du tableau ci-dessous pour le préparer:

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	

Exemple :

Pierre	1	01 64 57 ...
--------	---	--------------

OPTIONS

1- COMBINE DIRECT VIBE ®

Si vous avez des problèmes auditifs, placez votre combiné Direct Vibe sur votre boîte crânienne (sur la tampe, autour ou derrière l'oreille) et essayez de trouver la position qui vous semblera la meilleure. En plaçant l'écouteur à un de ces endroits, les vibrations émises par le transducteur stimule votre nerf auditif par conduction osseuse et vous permet d'entendre.

Si vous n'avez pas de problèmes auditif utilisez votre téléphone de façon normale, c'est à dire en plaçant l'écouteur à l'oreille.


Pour installer le combiné Direct Vibe ref: HSDVCL_WH, déconnectez simplement le combiné standard et remplacez le par le combiné Direct Vibe (31). En cas de problèmes fonctionnels et avant de nous retourner votre téléphone contactez notre service après vente au numéro suivant:

TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99

OPTIONS

2- VIBREUR


Le vibreur ref: SHAKCL_WH a été conçu pour les personnes ayant des problèmes auditifs ou souhaitant se faire avertir en toute discrétion d'un appel téléphonique, sans déranger leur partenaire endormi par exemple.

Si vous désirez utiliser le vibreur, connectez le sur la prise  (2) située derrière votre téléphone.

Lorsque vous recevrez un appel, le vibreur sera actif pendant la sonnerie.

Note: Cette option doit être sélectionnée dans le paragraphe OPTION D'ALARME ET DE SONNERIE (page 29) pour être activée.

3- CASQUE AVEC MICROPHONE

Le casque Geemarc ref: HEADSCL_BLK vous permettra de recevoir ou d'effectuer un appel les mains libres. Si vous désirez passer ou répondre à un appel avec le casque, connectez le dans la prise casque  (3) située derrière votre téléphone.

OPTIONS

Note: Pendant un appel le haut parleur sera actif même avec le casque connecté. pour un un bon confort d'écoute ou simplement si vous ne désirez pas que quelqu'un entende votre conversation, vous pouvez diminuer le volume du haut parleur (6).



Parc d'Activités du Basroch
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe

**Pour tout renseignement technique ou toute
commande visitez notre site web sur
www.geemarc.com.**

**TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99**

GARANTIE

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel et avant de nous retourner votre appareil, contactez notre service après vente de : 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du Lundi au Jeudi et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le Vendredi.

TEL. SERVICE APRES VENTE :

03 28 58 75 99



Parc d'Activités du Basroch

2, rue Galilée

59760 Grande Synthe

Pour tout renseignement technique ou toute commande visitez notre site web sur

www.geemarc.com.

Raccordement électrique : l'appareil est prévu pour fonctionner uniquement avec l'adaptateur secteur 230V 50Hz fourni. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme EN60950). Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38). Le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti si le courant de ligne est inférieur à 18 mA.



Recommandations pour le recyclage :

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous:

- Déposez les batteries et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil au magasin où vous achetez le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



WALL MOUNT TEMPLATE GABARIT DE MONTAGE MURAL

E WALL MOUNT TEMPLATE

Use this template to mark the screw hole centres if you wish to wall mount the base unit.

F GABARIT DE MONTAGE MURAL

Utilisez ce gabarit pour marquer la position des trous sur votre mur si vous désirez monter votre téléphone en position murale.

